



# PROPULSEUR UNIVERSEL LIGHT

Ton appareil va te gêner les premiers jours pour parler mais progressivement tu vas t'y habituer.

## IMPORTANT

Il est normal qu'il ne tienne pas très fort sur les dents.  
La langue doit le maintenir au palais.

## PORT DE L'APPAREIL

- Il doit être inséré comme un « sandwich » dans la bouche.
- Port 22h/24h (on ne l'enlève que pour manger ou activités sportives uniquement).
- Nettoie-le matin et soir avec brosse à dents et dentifrice, fais-le tremper une fois par semaine dans des produits nettoyants effervescents.
- La boîte se nettoie une fois par semaine.
- Quand tu enlèves ton appareil, ne le mets jamais dans un mouchoir ni dans un « sopalin » il risque d'être jeté à la poubelle.
- Remets-le toujours dans sa boîte.
- Attention aux chiens et chats, ils peuvent mordre et casser ton appareil.
- Emmène-le à chaque rendez-vous.

